



Liv Des 70

Produktinformation

Flydende desinfektionsmiddel til rengjorte flader. Beregnet til anvendelse til desinfektion af rene, glatte flader på ikke-invasivt medicinsk udstyr. Produktet kan også anvendes på almene glatte flader, som tåler alkohol.

Kun til professionel brug af sundhedspersonale (medicinsk formål) og professionelt rengøringspersonale (ikke-medicinsk formål).

Aktivt stof: ethanol 617 g/kg, isopropanol 62 g/kg.
Indeholder ca. 75 vol% ethanol.

Brugsanvisning

Til ikke-invasivt medicinsk udstyr, følg altid producentens brugsanvisning. Påføres på en tør og rengjort flade. Desinfektionsmidlet påføres fladen direkte i rigelige mængder. Bearbejd fladen med en ren aftørningsklud/fnugfrit papir. Lad fladen være fugtig i hele virkningstiden, lad den derefter lufttørre.

Produktdata

Artikelnummer	Betegnelse	Antal/karton	EAN
17320001	Liv Des 70 1 L	12 * 1L	7391443173233
1732M001	Liv Des 70 1 L Membrankapsyl	12 * 1L	7391443173288

UNSPSC: 42281604





CE-mærket medicinsk udstyr, klasse IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt

Virkningstid:

Bactericidal EN13727:	1 min
Bactericidal EN13727 Listeria:	30 sek
Bactericidal EN13697:	2 min
Bactericidal EN16615:	5 min
Yeasticidal EN13624:	30 sek
Yeasticidal EN13697:	2 min
Yeasticidal EN16615:	5 min
Fungicidal EN13624:	5 min
Virucidal EN14476	
Indkapslet virus:	2 min
Adeno virus:	2 min
Mourine Noro:	30 sek

Brugersikkerhed

Anvend Liv Des 70 på en sikker måde. Læs altid etiketten og produktinformationerne før anvendelse.

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere tekniske specifikationer.

- Alvorlige hændelser med Liv Des 70 skal indberettes til info@clemondo.se samt til Lægemiddelstyrelsen.
- Produktet må ikke anvendes på flader eller udstyr, der ikke tåler produktet, f.eks. materialer, som kan korrodere eller blive beskadiget af alkohol.
- Personer, der er allergiske eller følsomme over for visse kemikalier i desinfektionsmiddel kan få udslæt på huden, åndedrætsproblemer eller andre allergiske reaktioner. Brug personlige værnemidler efter behov.
- Effektiviteten kan forringes ved tilstedeværelse af organisk materiale såsom snavs og kropsvæsker. Forbehandling i form af rengøring kan være nødvendigt.

Emballagemateriale











Emballage 1L	Flaske - HDPE
Lukning 1L, 1L membran	Kapsel - PP
Etiket	Etiket - PE
Transportemballage	Karton - Bølgepap

Håndtering

Opbevares ved stuetemperatur i lukket originalemballage og util gængeligt for børn. 3 års holdbarhed i uåbnet emballage, 12 måneder efter åbning. Produktet indeholder brandfarlige stoffer. Opbevar og anvend produktet langt fra varmekilder, gnister, åben ild eller varme flader. Tom emballage skal affaldssorteres som "emballage af plast". Ikke tom emballage skal affaldssorteres som "farligt affald".





Information/Symbol Description (to be included in IFU)	Symbol	Guidance for use (additional text required/explanations)
Manufacturer (Legal Manufacturer) <i>Shall include physical address</i>		Clemondo AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel: 042-25 67 00 www.clemondo.se info@clemondo.se
CE mark in accordance with 2017/745 Medical Device Regulations		Yes, no NB number
Medical device		N/A
Catalogue number (=Product/Model number used to identify product to purchasers)		N/A
Product name	N/A	N/A
Intended purpose	N/A	N/A
LOT		N/A
Unique Device Identifier		N/A
Consult instructions for use		N/A
Expiry date		N/A
Warnings/precautions		
	 Fara	Mycket brandfarlig vätska och ånga
	 Fara	Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning. Håll utom räckhåll för barn.