



Liv Des 70

Produktinformasjon

Flytende desinfeksjonsmiddel for rengjorte overflater. Beregnet for bruk til desinfeksjon av rene, glatte overflater på ikke-invasive medisintekniske produkter. Produktet kan også brukes på vanlige glatte overflater som tåler alkohol.

Kun for profesjonell bruk, av helsepersonell (medisinske formål) og profesjonelle renholdere (ikke-medisinske formål).

Aktiv substans: etanol 617 g/kg, isopropanol 62 g/kg.
Inneholder ca. 75 vol% etanol.

Bruksanvisning

For ikke-invasive medisinsktekniske produkter, følg alltid produsentens bruksanvisning. Påføres på tørr og rengjort overflate. Påfør rikelig med desinfeksjonsmiddel direkte på overflaten. Bearbeid overflaten med en ren klut eller lofritt papir. La overflaten være fuktig hele virketiden, og la den deretter lufttørke.

Produktdata

Artikkelnummer	Benevnelse	Antall/kartong	EAN
17320001	Liv Des 70 1 L	12 * 1L	7391443173233
1732M001	Liv Des 70 1 L Membrankapsyl	12 * 1L	7391443173288

UNSPSC: 42281604





CE-merket medisinteknisk produkt, klasse IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt

Virketid:

Bactericidal EN13727:	1 min
Bactericidal EN13727 Listeria:	30 se
Bactericidal EN13697:	2 min
Bactericidal EN16615:	5 min
Yeasticidal EN13624:	30 sek
Yeasticidal EN13697:	2 min
Yeasticidal EN16615:	5 min
Fungicidal EN13624:	5 min
Virucidal EN14476		
Innkapslede virus:	2 min
Adeno virus:	2 min
Mourine Noro:	30 sek

Brugersikkerhed

Bruk Liv Des 70 på en sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. For ytterligere teknisk spesifisering, se sikkerhetsdatabladet.

- Alvorlige hendelser med Liv Des 70 skal meldes til info@clemondo.se samt til Direktoratet for medisinske produkter (DMP).
- Produktet må ikke brukes på overflater eller utstyr som er sensitive for produktet, f.eks. materialer som kan korrodere eller bli skadet av alkohol.
- Personer med allergi eller følsomhet overfor visse kjemikalier i desinfeksjonsmidler kan oppleve hudutslett, pustevansker eller andre allergiske reaksjoner. Bruk verneutstyr ved behov.
- Kan være mindre effektivt i nærvær av organisk materiale som smuss og kroppsvæsker. Forbehandling med rengjøring kan være nødvendig.

Emballasjemateriale











Emballasje 1L	Flaske - HDPE
Lukking 1L, 1L membran	Kork - PP
Etikett	Etikett - PE
Transportemballasje	Kartong - Bølgepapp

Håndtering

Oppbevares i romtemperatur i lukket originalemballasje og utilgjengelig for barn. 3 års holdbarhet i uåpnet emballasje, 12 måneder etter åpning. Produktet inneholder brannfarlige stoffer. Oppbevar og bruk produktet på god avstand fra varmekilder, gnister, åpen ild eller varme overflater. Tom emballasje skal sorteres som "plastemballasje". Ikke helt tom emballasje skal sorteres som "farlig avfall".





Information/Symbol Description (to be included in IFU)	Symbol	Guidance for use (additional text required/explanations)
Manufacturer (Legal Manufacturer) <i>Shall include physical address</i>		Clemondo AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel: 042-25 67 00 www.clemondo.se info@clemondo.se
CE mark in accordance with 2017/745 Medical Device Regulations		Yes, no NB number
Medical device		N/A
Catalogue number (=Product/Model number used to identify product to purchasers)		N/A
Product name	N/A	N/A
Intended purpose	N/A	N/A
LOT		N/A
Unique Device Identifier		N/A
Consult instructions for use		N/A
Expiry date		N/A
Warnings/precautions		
	 Fara	Mycket brandfarlig vätska och ånga
	 Fara	Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning. Håll utom räckhåll för barn.